



**VAL43176**

### **VALIGIA EXPLORER M CON 5 BORSETTE VUOTE**

- Valigia di soccorso Explorer M con 5 borsette vuote
- Impermeabile a tenuta stagna fino a 10 m di profondità
- Valvola di pressurizzazione
- Resistente agli agenti corrosivi
- Robuste chiusure a scatto con predisposizione per il lucchetto o per piombo
- Dotata di 5 borsette colorate con frontale trasparente e maniglia
- Dimensioni esterne: 52x23x43,5 cm
- Dimensioni interne: 48x20,5x37 cm
- Volume: 35,5 litri
- Peso: 5 kg circa

*DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl