



BOR89330

AMPOLLARIO CON ELASTICI

- Ampollario vuoto con apertura a libro
- Tessuto antistrappo impermeabile di colore rosso
- Dotato di:
 - 2 strisce posteriori tipo velcro per il fissaggio all'interno di borse e zaini
 - 2 parti con elastici removibili per contenere 28 fiale di diverse dimensioni
 - Imbottitura centrale con tasca trasparente per la distinta delle fiale
 - Dimensioni: 25x12x7 cm circa

DIR/QM – Rev. 02_13/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl