



## BOR81146N

### ZAINO DI SOCCORSO ATLS MODULE 2.0

- Zaino di soccorso ATLS modulare
- Prodotto in nylon antistrappo e impermeabile
- Dotato di:
  - striscia riflettente sugli spallacci imbottiti per una migliore visibilità
  - finestra anteriore trasparente idonea all'inserimento del logo associativo
  - ampia tasca anteriore per la conservazione, in modo sicuro, anche di dispositivi medici di grande dimensione
  - pads soffici posteriori per ridurre l'affaticamento della schiena
  - spallacci con chiusura sternale per un più agevole trasporto
  - vasca rigida in polipropilene antiurto con 4 suddivisioni rigide per l'alloggiamento delle borsette
  - 4 borsette colorate interne rimovibili e dotate di frontale trasparente
- Dimensioni: 32x25x53 cm circa
- Volume: 35 litri circa
- Peso: 3,3 kg circa
- Peso massimo caricabile 30 kg

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl



- Lo zaino ATLS è commercializzato vuoto ma può essere allestito su specifica richiesta del cliente

DIR/QM – Rev. 02\_08/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl