





BOR81146N

ZAINO DI SOCCORSO ATLS MODULE 2.0

- · Zaino di soccorso ATLS modulare
- Prodotto in nylon antistrappo e impermeabile
- Dotato di:
- striscia riflettente sugli spallacci imbottiti per una migliore visibilità
- finestra anteriore trasparente idonea all'inserimento del logo associativo
- ampia tasca anteriore per la conservazione, in modo sicuro, anche di dispositivi medici di grande dimensione
- pads soffici posteriori per ridurre l'affaticamento della schiena
- spallacci con chiusura sternale per un più agevole trasporto
- vasca rigida in polipropilene antiurto con 4 suddivisioni rigide per l'alloggiamento delle borsette
- 4 borsette colorate interne rimovibili e dotate di frontale trasparente
- Dimensioni: 32x25x53 cm circa
- Volume: 35 litri circaPeso: 3,3 kg circa
- Peso massimo caricabile 30 kg

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl



• Lo zaino ATLS è commercializzato vuoto ma può essere allestito su specifica richiesta del cliente

DIR/QM - Rev. 02_08/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl