



BOR87000N-S

ZAINO DI SOCCORSO VIPER 2.0 VUOTO

- Zaino di soccorso Viper realizzato in nylon di colore rosso
- Il tessuto antistrappo e impermeabile consente un uso sicuro anche con condizioni meteo precarie
- Dotato di:
 - doppia maniglia (superiore o laterale) per un trasporto più agevole
 - strisce rifrangenti frontali, laterali e posteriori (sugli spallacci imbottiti)
 - cuscini ammortizzanti sulla parte a contatto con la schiena
 - ampia tasca frontale ad apertura totale dotata di 2 strisce di elastici interni per fissaggio materiali
 - 3 tasche perimetrali esterne: 2 più piccole alle estremità della seconda maniglia su un lato e 1 grande sull'altro lato
 - 8 borsette colorate amovibili con frontale trasparente e strisce tipo velcro
 - divisorio centrale interno con cerniera, completo di elastici per il fissaggio di dispositivi medici
 - fondo rinforzato e piedini in gomma
- Dimensioni: 46x26x50 cm circa
- Peso: 3,8 kg circa
- Peso massimo trasportabile 40 kg (attenzione al DL.81)
- Può essere lavato a mano ad una temperatura massima di 30° C
- Fornito vuoto ma dotabile di dispositivi medici su richiesta del cliente

DIR/QM – Rev. 02_08/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl