



**BOR87300R**

## **BORSA 33 VUOTA**

- Borsa 33
- Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso
- Dotata di:
  - maniglia e tracolla
  - 1 capiente tasca esterna
  - 5 spazi modulari interni
  - Parte interna con elastici e tasca porta documenti
  - 1 tasca anteriore trasparente per inserimento logo associativo
- Dimensioni: 36x18x35 cm circa
- Peso: 1,6 kg circa
- Fornita vuota

DIR/QM – Rev. 02\_13/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl