



BOR89000R

PROFI BAG MINI VUOTA

- Borsa di soccorso Profi Bag
- Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso
- Dotata di:
 - maniglie e tracolla
 - Interno modulare
 - 2 ampie tasche laterali esterne
 - Tasca interna trasparente sulla parte superiore
- Dimensioni: 38x26x20 cm circa
- Peso: 0,7 kg circa
- Fornita vuota

DIR/QM – Rev. 02_13/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl