





BOR87220R

ZAINO MASTER TROLLEY ROSSO VUOTO

- Ideale per il trasporto di materiale nei reparti ospedalieri
- Tessuto antistrappo di colore rosso
- Dotato di 2 strisce rifrangenti, maniglia trolley a scomparsa, spallacci imbottiti a scomparsa
- Dotato di 2 tasche anteriori attrezzabili e di 4 borsette colorate amovibili con frontale trasparente
- Fornito vuoto
- Dimensioni: 31x37x58 cm circa
- Peso: 5,5 kg circa

DIR/QM - Rev. 1 del 09/06/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl