



**BOR89460R**

## **BORSETTA MINI ROSSA**

- Borsetta mini con frontale trasparente
- Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso
- Dotata di striscia tipo velcro per il fissaggio all'interno di borse e zaini
- Dimensioni: 15x12x8,5 cm circa
- Fornita vuota

*DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl