



## BOR87050

### RESPONDER BAG

- Zaino di soccorso RESPONDER BAG
- Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso
- Dotato di:
  - manico superiore per un trasporto più agevole
  - ampia tasca frontale ad apertura totale costituita da 1 striscia di elastici interni e 2 esterni per il fissaggio dei materiali
  - 2 tasche laterali piccole
  - strisce rifrangenti frontali e laterali
  - 6 borsette colorate amovibili con frontale trasparente e strisce tipo velcro
  - fondo rinforzato e piedini in gomma
- La parte a contatto con la schiena è dotata di cuscini ammortizzanti
- Fornito vuoto ma dotabile di dispositivi medici su richiesta del cliente
- Può essere lavato a mano a una temperatura massima di 30° C
- Dimensioni: 42x23x46 cm circa
- Peso: 1,5 kg circa
- Peso massimo trasportabile 20 kg (attenzione al DLgs.81/2008)

DIR/QM – Rev. 01\_26/07/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl