



BOR88030

KANGOO-BAG

- Realizzato in tessuto antistrappo in colore rosso
- Possibilità di portarlo alla cintura o alla spalla
- Nastro riflettente alta visibilità
- Dotata di ampio corpo centrale costituito da:
 - 1 ampia tasca anteriore
 - 2 tasche laterali
- Dimensioni 34x16x12,5 circa

DIR/QM – Rev. 01_16/11/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl