





BOR87230

ZAINO MAXI TROLLEY ROSSO VUOTO

- Ideale per il trasporto di materiale nei reparti ospedalieri
- Tessuto PVC antistrappo e impermeabile di colore rosso
- Dotato di:
 - o 2 strisce rifrangenti
 - o maniglia trolley a scomparsa
 - o spallacci imbottiti a scomparsa
 - o 2 tasche anteriori attrezzate
 - o 3 tasche laterali
 - o 8 borsette colorate amovibili con frontale trasparente
- Dimensioni: 52x29x61 cm circa
- Peso: 5,2 kg circa
- Fornito vuoto

DIR/QM - Rev. 01_16/08/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl