









BOR87052

PRO BAG**

- Pratica borsa per il trasporto dotata di 5 borsette interne con crystall per avere a vista il materiale contenuto
- Tessuto PVC impermeabile e antistrappo ad alta resistenza
- Grazie alla sua forma ed imbottitura permette di contenere, proteggere e trasportare con assoluta sicurezza il materiale sanitario
- Dimensioni: 40x26x12 cm circa
- Peso: 1 kg circa

DIR/QM - Rev. 01_29/07/2025

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl