



**BOR87003**

## **ZAINO DI SOCCORSO MINI VIPER PVC**

- Tessuto PVC antistrappo ed impermeabile di colore rosso
- Dotato di:
  - doppio manico superiore o laterale per un trasporto più agevole
  - ampia tasca frontale ad apertura totale con 2 strisce di elastici interni per fissaggio materiali
  - 2 tasche laterali piccole e una grande sul lato esterno
  - strisce rifrangenti frontali, laterali e posteriori (sugli spallacci imbottiti)
  - cuscini ammortizzanti sulla parte a contatto con la schiena
  - 4 borsette colorate amovibili con frontale trasparente e strisce tipo velcro
  - fondo rinforzato e piedini in gomma
- Dimensioni: 44x26x44 cm circa
- Peso: 2,7 kg circa
- Peso massimo trasportabile 20 kg (attenzione al DL.81)
- Può essere lavato a mano a una temperatura massima di 30° C
- Fornito vuoto ma dotabile di dispositivi medici su richiesta del cliente

*DIR/QM – Rev. 01\_23/09/2025*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl