



75414

## RETE TUBOLARE ELASTICA MISURA 2 - 50 MT\*

RETE TUBOLARE ELASTICA MISURA 2

- Rete elastica tubolare per medicazioni in qualsiasi parte del corpo
- Sostituisce in modo ottimale le tradizionali bende
- Applicazione rapida e semplice
- Dimensioni: misura 2 - 50 m in tensione
- La misura 2 è indicata per: mano, polso, piede, caviglia; braccio, gamba, gomito
- CODICE CND M03030201

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl