



**PAL32210**

**PALLONE OB IN GOMMA MONOUSO PEDIATRICO\***

- Pallone di ventilazione pediatrico in gomma non autoclavabile, monouso
- Capacità: 500 ml
- Valvola paziente con connessione girevole a 360°
- Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione
- Disinfettabile in soluzione battericida
- Certificato CE in classe IIa

*DIR/QM – Rev. 02\_30/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl