





## **VAL43000**

## **VALIGIA EMERGENZA IN ALLUM.TIPO B VUOTA\***

- Valigia di emergenza in alluminio tipo "B"
- Realizzata in alluminio anodizzato
- Alta resistenza e durata nel tempo
- Interno in termoformato lavabile e disinfettabile a sistema modulare
- Predisposizione per bombola ossigeno da 1 o 2 litri
- Vaschetta interna mobile in termoformato con rail porta fiale (max 60 fiale)
- Dimensioni: 52x36x24 cm
- Peso: 7,6 kg circa
- Fornita vuota

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl