



PAL32010

PALLONE OB IN SILICONE PEDIATRICO*

- Pallone di ventilazione pediatrico in silicone autoclavabile a 135° C.
- Capacità: 500 ml
- Completo di valvola paziente con connessione girevole a 360°
- Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione
- Certificato CE in classe IIa

DIR/QM – Rev. 02_30/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl