



**LD-588**

### **SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO/DIGITALE\***

- Display a lcd 52x59 mm
- Possibilità di memorizzare fino a 60 misurazioni
- Criterio: oscillometrico
- Scala di misurazione pressione: 40-260 mm/Hg
- Scala di misurazione battito: 40-160 battito/min
- Precisione:  $\pm 3$ mm/Hg (pressione)  $\pm 5\%$  (battito)
- Pressurizzazione: pressurizzazione automatica
- Depressurizzazione: depressurizzazione rapida con valvola
- Alimentazione: 4 batterie AA da 1,5V (non incluse)
- Dimensioni: 127x99x50 mm
- Peso: ca 255 g. senza batterie
- Dispositivo medico CE
- Le misurazioni devono essere eseguite nell'ambito del controllo medico

*DIR/QM – Rev. 02\_04/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl