



## KED PED

### IMMOBILIZZATORE SPINALE PEDIATRICO\*

- Completo di cuscino e borsa di trasporto
- Permette l'immobilizzazione e l'estrazione dei pazienti da spazi di difficile accesso
- Struttura avvolgente e flessibilità d'impiego
- Immobilizza in modo ottimale il tronco, la testa e la colonna vertebrale
- Dotato di nastro e di fibbie a gancio/sgancio rapido colorate
- Dotato di stecche in legno sagomate che conferiscono rigidità al dispositivo
- Realizzato in tessuto lavabile di colore blu
- Radiotrasparente
- Dispositivo medico di Classe I conforme al Regolamento (UE) 2017/745
- Misura: pediatrico

DIR/QM – Rev. 02\_28/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl