



**26069**

### **SET INFUSIONE\***

- Il set per infusione comprende:
  - un perforatore in ABS con presa d'aria
  - una camera in PVC
  - un tubo in PVC da 150 cm
  - una rotella in ABS
  - un attacco luer lock in PVC senza ago
- Punto di iniezione latex free
- Sterilizzato all'ossido di etilene
- Dispositivo medico CE

*DIR/QM – Rev. 02\_25/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl