



IMM120214

STECCOBENDA DEPRES. BRACCIO BASIC+FODERO

- Steccobenda a depressione, anatomicamente conformata, utilizzabile per braccio e caviglia
- Veloce e indolore immobilizzazione di tutti i tipi di fratture, anche scomposte
- Immobilizza ma non comprime e permette la normale circolazione del sangue
- Tessuto ad alta resistenza, lavabile facilmente
- Dotata di:
 - valvola di aspirazione in plastica posizionata sul lato esterno
 - Sacca di protezione in tessuto antistrappo e impermeabile con sistema di fissaggio a sgancio rapido
 - Radiotrasparente
 - Dimensioni: 68x38x53 cm circa
 - Peso: 0,8 kg circa
 - Dispositivo medico CE

DIR/QM – Rev. 02_21/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl