



**11814102010**

## **TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CH26 6,5 MM**

- Tubo endotracheale in materiale plastico cuffiato
- Valvola unidirezionale, connettore standard a normativa ISO
- Tacche di riferimento, linea radio opaca, punta atraumatica
- Fornito in confezione sterile
- Misura: Ø 6,5x295 mm

*DIR/QM – Rev. 02\_06/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl