



11814102013

TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CH32 8,0 MM

- Tubo endotracheale in materiale plastico cuffiato
- Valvola unidirezionale, connettore standard a normativa ISO
- Tacche di riferimento, linea radio opaca, punta atraumatica
- Fornito in confezione sterile
- Misura: Ø 8,0x330 mm

DIR/QM – Rev. 02_06/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl