



**1515TG**

## **CATHETER MOUNT**

- Cateter Mount leggero, trasparente, monouso-monopaziente
- Dotato di connettori a perfetta tenuta
- Estremamente flessibile e resistente allo schiacciamento
- Consente angolazioni sino a 360° senza modifiche al volume interno
- Latex free e ftalati free
- Connessioni a norme ISO

*DIR/QM – Rev. 02\_06/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl