





RIA50816

INTUBATION BAG PEDIATRICA COMPLETA L.C.

- Borsa in tessuto blu per intubazione
- Completa di:
 - o Laringoscopio a luce convenzionale pediatrico con 3 lame, 0-1-2
 - Pinza di Magill
 - o Pinza di Pean
 - Forbice
 - o tubi endotracheali
 - o 3 cannule di Güdel
 - Siringa
 - o apribocca elicoidale
 - o Rotolo di cerotto
 - Mandrino
- Dimensioni: 32x22x7,5h cm circa
- Assemblato costituito da dispositivi medici marcati CE

DIR/QM - Rev. 02_11/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl