



**RIA50816**

## **INTUBATION BAG PEDIATRICA COMPLETA L.C.**

- Borsa in tessuto blu per intubazione
- Completa di:
  - Laringoscopia a luce convenzionale pediatrico con 3 lame, 0-1-2
  - Pinza di Magill
  - Pinza di Pean
  - Forbice
  - tubi endotracheali
  - 3 cannule di Güdel
  - Siringa
  - apribocca elicoidale
  - Rotolo di cerotto
  - Mandrino
- Dimensioni: 32x22x7,5h cm circa
- Assemblato costituito da dispositivi medici marcati CE

DIR/QM – Rev. 02\_11/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl