



**RIA50820**

## **INTUBATION BAG COMPLETA L.C.**

- Borsa per l'intubazione, contenente:
  - 1 laringoscopio a luce convenzionale con 3 lame, misure 1-2-3
  - 1 pinza di Magill
  - 1 pinza di Pean
  - 1 forbice
  - 5 tubi endotracheali
  - 3 cannule di Güdel
  - 2 cannule di Wendl
  - 1 siringa
  - 1 apribocca elicoidale
  - 1 rotolo di cerotto
  - 1 mandrino
- Dimensioni: 32x22x7,5 cm circa
- Assemblato costituito da dispositivi medici marcati CE

DIR/QM – Rev. 02\_11/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl