





RIA50822

INTUBATION BAG COMPLETA F.O.

- Borsa per l'intubazione, contenente:
 - o 1 laringoscopio a fibre ottiche con 3 lame, misure 1-2-3
 - o 1 pinza di Magill
 - o 1 pinza di Pean
 - 1 forbice
 - o 5 tubi endotracheali
 - o 3 cannule di Güdel
 - o 2 cannule di Wendl
 - ∘ 1 siringa
 - o 1 apribocca elicoidale
 - o 1 rotolo di cerotto
 - o 1 mandrino
- Dimensioni: 32x22x7,5 cm circa
- Assemblato costituito da dispositivi medici marcati CE

DIR/QM - Rev. 02_11/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl