



RIA50825

INTUBATION BAG PEDIATRICA COMPLETA F.O.

- Borsa per l'intubazione in tessuto blu, contenente:
 - 1 laringoscopia pediatrica a fibre ottiche con 3 lame, misure 0-1-2
 - 1 pinza di Magill
 - 1 pinza di Pean
 - 1 forbice
 - 4 tubi endotracheali
 - 3 cannule di Güdel
 - 1 siringa
 - 1 apribocca elicoidale
 - 1 rotolo di cerotto
 - 1 mandrino
- Dimensioni: 32x22x7,5 cm circa
- Set costituito da dispositivi medici marcati CE

DIR/QM – Rev. 02_11/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl