



RIA53000

SET LARINGOSCOPIO L.C. 3 LAME MC 1/2/3

- Laringoscopio Mc Intosh a luce convenzionale in metallo
- Composto da 3 lame tipo Mc Intosh (1-2-3), manico standard, finemente rifinite
- Autoclavabile
- Fornito in una pratica custodia a rotolo
- Il manico è predisposto per contenere 2 batterie mezza torcia C, (non incluse)

DIR/QM – Rev. 02_11/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl