



**RIA53004**

### **SET LARINGO LC 4 LAME MC INTOSH 0/1/2/3**

- Laringoscopio Mc Intosh a luce convenzionale in metallo
- Composto da 4 lame tipo Mc Intosh (0-1-2-3), manico standard, finemente rifinito
- Autoclavabile
- Fornito in una pratica custodia a rotolo
- Il manico è predisposto per contenere 2 batterie mezza torcia C, (non incluse)

*DIR/QM – Rev. 02\_11/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl