



RIA53100

SET LARINGO LC 3 LAME MILLER 0/1/2

- Laringoscopio Miller a luce convenzionale in metallo
- Composto da 3 lame dritte tipo Miller (0-1-2), manico piccolo, finemente rifinite
- Autoclavabile
- Fornito in una pratica custodia a rotolo
- Il manico è predisposto per contenere 2 batterie stilo AA, (non incluse)

DIR/QM – Rev. 02_11/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl