



RIA53200

SET LARINGOSCOPIO F.O. 3 LAME MC 1/2/3

- Laringoscopia Mc Intosh a fibre ottiche realizzato in acciaio inox
- Composto da 3 lame F.O. Mc Intosh (1-2-3), manico standard, finemente rifinite
- Illuminazione alogena 2,5V interna alla lama che semplifica la sterilizzazione
- Fornito in una pratica custodia a rotolo
- Il manico è predisposto per contenere 2 batterie mezza torcia C, (non incluse)

DIR/QM – Rev. 02_11/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl