



RIA53204

SET LARINGOSCOPIO F.O. 4LAME MC 1/2/3/4

- Laringoscopia Mc Intosh a fibre ottiche realizzato in acciaio inox
- Composto da 4 lame F.O. Mc Intosh (1-2-3-4), manico standard, finemente rifinita
- Illuminazione alogena 2,5V interna alla lama che semplifica la sterilizzazione
- Fornito in una pratica custodia a rotolo
- Il manico è predisposto per contenere 2 batterie mezza torcia C, (non incluse)

DIR/QM – Rev. 02_11/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl