



RIA53300

SET LARINGO PED. FO 2 LAME MILLER 0/1

- Laringoscopio Miller pediatrico a fibre ottiche realizzato in acciaio inox
- Composto da 2 lame F.O. Miller (0-1), manico piccolo, finemente rifinite
- Illuminazione alogena 2,5 V interna alla lama che semplifica la sterilizzazione
- Fornito in una pratica custodia a rotolo
- Il manico è predisposto per contenere 2 batterie stilo AA, (non incluse)

DIR/QM – Rev. 02_11/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl