



RIA53304

SET LARINGO PED. FO 3 LAME MILLER 0/1/

- Laringoscopio Miller pediatrico a fibre ottiche, realizzato in acciaio inossidabile
- Composto da 3 lame F.O. Miller (0-1-2), manico piccolo, finemente rifinito
- Illuminazione alogena 2,5 V interna alla lama che semplifica la sterilizzazione
- Fornito in una pratica custodia a rotolo
- Il manico è predisposto per contenere 2 batterie stilo AA, (non incluse)

DIR/QM – Rev. 02_11/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl