



RIA53330

MANICO PICCOLO PER LARINGOSCOPIO F.O.

- Manico piccolo per laringoscopia a fibre ottiche
- Realizzato in acciaio inox
- Dimensioni: Ø 20x152 mm
- Dispositivo medico in classe I in conformità al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)

DIR/QM – Rev. 02_23/04/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl