



VAL44390

### SET INTUBAZIONE L.C. IN BORSETTA\*

- Set intubazione in borsetta con frontale trasparente, completo di:
  - 1 laringoscopio con 3 lame a luce convenzionale
  - 1 pinza di Magill
  - 1 pinza di Pean
  - 1 forbice
  - 5 tubi endotracheali
  - 3 canule di Güdel
  - 1 siringa
  - 1 cuneo apribocca
  - 1 rotolo di cerotto 2,5 cm
  - 3 canule di Wendl
  - 1 mandrino
- Dimensioni: 27x12x9 cm circa
- Assemblato costituito da dispositivi medici marcati CE

DIR/QM – Rev. 02\_11/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl