



VAL44410

SET INTUBAZIONE PED. LC IN BORSETTA

- Set intubazione pediatrico in borsetta con frontale trasparente, completo di:
 - 1 manico per laringoscopio pediatrico
 - 1 lama L.C. Mc Intosh mis 0
 - 1 lama L.C. Miller mis. 1
 - 1 lama L.C. Miller mis. 0
 - 1 pinza di Magill mis. 16
 - 1 pinza di Pean
 - 4 tubi endotracheali
 - 4 canule di Güdel
 - 1 mandrino
 - 1 rotolo di cerotto
- Dimensioni: 27x12x9 cm circa
- Assemblato costituito da dispositivi medici marcati CE

DIR/QM – Rev. 02_11/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl