



VBM30-04-0041

QUICKTRACH PER ADULTI

- Set sterile e pronto per la coniotomia d'urgenza mod. Quicktrach
- Composto da:
 - o 1 cannula in plastica con mandrino a lama interna di 4 mm per adulti e di 2 mm per bambini
 - o 1 raccordo ISO per il collegamento al pallone di ventilazione
 - 1 mandrino molto affilato a punta conica che evita l'incisione della trachea con il classico bisturi, e di un "fermo" che evita di penetrare troppo in profondità
 - o 2 alette laterali che permettono il fissaggio con sicurezza della cannula

DIR/QM - Rev. 02_11/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl