



**VBM30-04-0041**

## **QUICKTRACH PER ADULTI**

- Set sterile e pronto per la coniotomia d'urgenza mod. Quicktrach
- Composto da:
  - 1 cannula in plastica con mandrino a lama interna di 4 mm per adulti e di 2 mm per bambini
  - 1 raccordo ISO per il collegamento al pallone di ventilazione
  - 1 mandrino molto affilato a punta conica che evita l'incisione della trachea con il classico bisturi, e di un "fermo" che evita di penetrare troppo in profondità
  - 2 alette laterali che permettono il fissaggio con sicurezza della cannula

*DIR/QM – Rev. 02\_11/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl