



9 cm

5003

CANNULA OROFARINGEA GUEDEL 9 CM

- Dispositivo monouso sterile per il mantenimento della pervietà della cavità orofaringea.
- Realizzato in polietilene. Privo di lattice e di ftalati.
- Misura/Lunghezza: 9 cm. D.I min.: 4,5 mm
- Dispositivo medico CE

DIR/QM – Rev. 02_06/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl