

**5 cm**



**5010**

### **CANNULA OROFARINGEA GUEDEL 5 CM**

- Dispositivo monouso sterile per il mantenimento della pervietà della cavità orofaringea.
- Realizzato in polietilene. Privo di lattice e di ftalati.
- Misura/Lunghezza: 5 cm. D.I min.: 3,5 mm
- Dispositivo medico CE

*DIR/QM – Rev. 02\_06/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl