



MA2023001

MANDRINO PER INTUB. TRACHEALE MM 2,0

- Mandrino per intubazione tracheale in alluminio plastificato flessibile, monouso e sterile.
- Punta distale arrotondata per ridurre danni alla mucosa tracheale.
- Non conduttivo, privo di lattice e ftalati.
- Dimensioni: D.E. 2,0 mm. Lunghezza 272 mm. D.I. 2,5 ÷ 4,0 mm.
- Dispositivo medico CE.

DIR/QM – Rev. 02_06/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl