



**MA3034001**

### **MANDRINO PER INTUB. TRACHEALE MM 3,3**

- Mandrino per intubazione tracheale in alluminio plastificato flessibile, monouso e sterile.
- Punta distale arrotondata per ridurre danni alla mucosa tracheale.
- Non conduttivo, privo di lattice e ftalati.
- Dimensioni: D.E. 3,3 mm. Lunghezza 346 mm. D.I. 4,5 ÷ 5,5mm.
- Dispositivo medico CE.

*DIR/QM – Rev. 02\_06/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl