



MA3034001

MANDRINO PER INTUB. TRACHEALE MM 3,3

- Mandrino per intubazione tracheale in alluminio plastificato flessibile, monouso e sterile.
- Punta distale arrotondata per ridurre danni alla mucosa tracheale.
- Non conduttivo, privo di lattice e ftalati.
- Stoccaggio: in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore, nella confezione originale di vendita.
- Temperatura -10/+45°C.
- Dimensioni: D.E. 3,3 mm. Lunghezza 346 mm. D.I. 4,5 \div 5,5mm.
- Dispositivo medico in classe IIa in accordo alla Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE.

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl