



MA5040001

MANDRINO PER INTUB. TRACHEALE MM 4,7

- Mandrino per intubazione tracheale in alluminio plastificato flessibile, monouso e sterile.
- Punta distale arrotondata per ridurre danni alla mucosa tracheale.
- Non conduttivo, privo di lattice e ftalati.
- Dimensioni: D.E. 4,7 mm. Lunghezza 405 mm. D.I. 6,0 ÷ 10,0 mm.
- Dispositivo medico CE.

DIR/QM – Rev. 02_06/09/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl