



**RIA53104**

### **SET LARINGO LC 3 LAME MILLER 1/2/3**

- Laringoscopio Miller a luce convenzionale in metallo
- Composto da 3 lame dritte tipo Miller (1-2-3), manico piccolo, finemente rifinito
- Autoclavabile
- Fornito in una pratica custodia a rotolo
- Il manico è predisposto per contenere 2 batterie stilo AA, (non incluse)

*DIR/QM – Rev. 02\_11/09/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl