



RIA53104

SET LARINGO LC 3 LAME MILLER 1/2/3

- Laringoscopio Miller a luce convenzionale in metallo
- 3 lame dritte tipo Miller(1-2-3), manico piccolo
- Finemente rifinito
- Autoclavabile
- Fornito in una pratica custodia a rotolo
- Il manico è predisposto per contenere 2 batterie stilo AA, (non incluse)

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl